


# Zubehör für Automatische Sequenzierer

## geeignet für LI-COR® Sequenzier-Systeme

### Gelco® Glasplatten für duales System 4300



Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-10-099	18 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, front	1 Stück
60-10-100	18 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-101	25 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, front	1 Stück
60-10-102	25 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-104	41 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, front	1 Stück
60-10-105	41 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-107	66 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, front	1 Stück
60-10-108	66 x 25 cm Borosilikat Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-121	18 cm Trough Borosilikat Glasplatte*	1 Stück
60-10-122	25 cm Trough Borosilikat Glasplatte*	1 Stück
60-10-123	41 cm Trough Borosilikat Glasplatte*	1 Stück

\* für 96well Upgrade

### Gelco® Glasplatten für duales System 4200

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-10-201	25 x 25 cm Starphire® PLUS** Glasplatte, front	1 Stück
60-10-202	25 x 25 cm Starphire® PLUS** Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-204	41 x 25 cm Starphire® PLUS** Glasplatte, front	1 Stück
60-10-205	41 x 25 cm Starphire® PLUS** Glasplatte, rear	1 Stück

\*\* stabiler

### Gelco® Glasplatten für Monolaser-Systeme 4200 und 4000

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-10-111	25 x 25 cm Glasplatte, front	1 Stück
60-10-112	25 x 25 cm Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-133	33 x 25 cm Glasplatte, front	1 Stück
60-10-134	33 x 25 cm Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-114	41 x 25 cm Glasplatte, front	1 Stück
60-10-115	41 x 25 cm Glasplatte, rear	1 Stück
60-10-117	66 x 25 cm Glasplatte, front	1 Stück
60-10-118	66 x 25 cm Glasplatte, rear	1 Stück

LI-COR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von LI-COR Inc. USA.  
Starphire® ist ein eingetragenes Warenzeichen von PPG Industries Inc.

# Zubehör für Automatische Sequenzierer


## geeignet für LI-COR® Sequenzier-Systeme

### Gelco® Spacer



Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-12-097	Spacer, mylar, 18 cm lang, 0,20 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-098	Spacer, mylar, 18 cm lang, 0,25 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-099	Spacer, mylar, 18 cm lang, 0,40 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-101	Spacer, mylar, 25 cm lang, 0,20 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-105	Spacer, mylar, 25 cm lang, 0,25 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-106	Spacer, mylar, 25 cm lang, 0,40 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-102	Spacer, mylar, 41 cm lang, 0,20 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-108	Spacer, mylar, 41 cm lang, 0,25 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-109	Spacer, mylar, 41 cm lang, 0,40 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-103	Spacer, mylar, 66 cm lang, 0,20 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-111	Spacer, mylar, 66 cm lang, 0,25 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück
60-12-112	Spacer, mylar, 66 cm lang, 0,40 mm stark	1 Pckg. à 4 Stück

### Gelco® Haifischzahnkämme



Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-11-096	24well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-097	24well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-098	24well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-101	32well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-099	32well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-100	32well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-102	36well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-111	36well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-112	36well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-103	48well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-114	48well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-115	48well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-105	64well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-117	64well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-118	64well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-106	72well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-120	72well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-121	72well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-123	96well Haifischzahn, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-124	96well Haifischzahn, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-125	96well Haifischzahn, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück

### Gelco® Rechteckkämme



Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-11-141	24well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-142	24well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-143	24well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück

LI-COR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von LI-COR Inc. USA.

# Zubehör für Automatische Sequenzierer

## geeignet für LI-COR® Sequenzier-Systeme

### Gelco® Rechteckkämme

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-11-107	34well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-147	34well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-148	34well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-108	48well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-149	48well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-150	48well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-156	50well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-157	50well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-158	50well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-109	64well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-151	64well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-152	64well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-159	66well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-160	66well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-161	66well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück
60-11-153	72well Rechteckkamm, mylar, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-154	72well Rechteckkamm, mylar, 0,25 mm stark	1 Stück
60-11-155	72well Rechteckkamm, mylar, 0,40 mm stark	1 Stück

### Gelco® Sharkgumkämme

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-11-129	32well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-130	36well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-131	48well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-132	64well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-133	72well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück
60-11-126	96well Sharkgum, 0,20 mm stark	1 Stück

### Gelco® Castingkämme

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
60-11-128	Castingkamm, 0,25 mm stark	1 Stück

LI-COR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von LI-COR Inc. USA.

## Hinweis

### Sharkgum

- Haifischzähne laufen nicht spitz zu, die Zahnenden sind breiter gestaltet
- größerer Abstand zwischen den Lanes