

Pipettenspitzen

Filterspitzen



Die modernen Präzisions-Filterspitzen aus gesintertem Polyethylen sind mit kleinporigen Filtern ausgestattet. Folglich sind sie besonders für Anwendungen wie Sequenzierung, PCR und Arbeiten mit infektiösen und radioaktiven Materialien geeignet.

Alle Filterspitzen sind autoklavierbar und werden unter Reinstraumbedingungen hergestellt.

Durch ihre universelle Passform sind die Filterspitzen für fast alle gebräuchlichen Kolbenhubpipetten geeignet, unter anderem für:

- pipet4u digitale Mikropipetten
- Gilson Pipetman P-2/P-10
- Eppendorf Reference Pipetten
- Eppendorf Research Pipetten
- Labsystems Finnpipetten
- Biohit Proline Pipetten
- Nichiryo Pipetten
- Oxford Benchmate Pipetten
- Rainin EDP-2 Pipetten
- HTL Pipetten

Filterspitzen im Beutel, unsteril

| Beschreibung | Farbe | Menge | Best.-Nr. |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 0,1 - 10 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-101 |
| 0,5 - 10 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-111 |
| 20 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-121 |
| 30 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-131 |
| 50 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-141 |
| 100 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-151 |
| 200 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-161 |
| 230 µl | natur | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-171 |
| 1000 µl, langer Schaft | natur | 10 Beutel à 500 Stück | 01-11-181 |
| 1000 µl, kurzer Schaft | blau | 5 Beutel à 1000 Stück | 01-11-191 |

Filterspitzen im Rack, steril

| Beschreibung | Farbe | Menge | Best.-Nr. |
|------------------------|-------|---------------------|-----------|
| 0,1 - 10 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-202 |
| 0,5 - 10 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-212 |
| 0,5 - 20 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-206 |
| 20 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-222 |
| 30 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-232 |
| 50 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-242 |
| 100 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-252 |
| 200 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-262 |
| 230 µl | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-272 |
| 1000 µl, langer Schaft | natur | 10 Racks à 96 Stück | 01-11-282 |
| 1000 µl, kurzer Schaft | blau | 10 Racks à 60 Stück | 01-11-292 |