

## Abfallbehälter, Beutel

- Behälter für Betastrahler aus 10 mm starkem Acrylglas
- Behälter für Gammastrahler aus 12 mm starkem Bleiacrylglas
- fest installierter Sicherheitsdeckel
- Ausstattung der Abfallbehälter 47 l und 122 l mit Rollen



### Abfallbehälter

Beschreibung	Kapazität	Strahlenart	Innenmaße (H x B x T)	Best.-Nr.
Behälter 12	1 l	Beta	130 x 100 x 80 mm	RPP-B12
Behälter 17	3,3 l	Beta	150 x 150 x 150 mm	RPP-B17
Behälter 17	3,3 l	Gamma	150 x 150 x 150 mm	RPP-GB17
Behälter 27	10 l	Beta	250 x 200 x 200 mm	RPP-B27
Behälter 27	10 l	Gamma	250 x 200 x 200 mm	RPP-GB27
Behälter 31	15 l	Beta	295 x 215 x 235 mm	RPP-B31
Behälter 40	20 l	Beta	380 x 215 x 235 mm	RPP-B40
Behälter 42	50 l	Beta	400 x 490 x 270 mm	RPP-B42
Behälter 42	50 l	Gamma	400 x 490 x 270 mm	RPP-GB42
Behälter 60	47 l	Beta	580 x 285 x 270 mm	RPP-B60W
Behälter 76	122 l	Beta	740 x 406 x 406 mm	RPP-B76W

### Beutel für Abfallbehälter

Beschreibung	passend für	Menge	Innenmaße (H x B x T)	Best.-Nr.
Abfallbeutel 12	Behälter 12	1 Pckg. à 25 Stück	120 x 120 x 120 mm	RPP-BAG12
Abfallbeutel 17	Behälter 17	1 Pckg. à 25 Stück	120 x 120 x 120 mm	RPP-BAG17
Abfallbeutel 27	Behälter 27	1 Pckg. à 25 Stück	290 x 210 x 210 mm	RPP-BAG27
Abfallbeutel 31	Behälter 31	1 Pckg. à 25 Stück	290 x 210 x 210 mm	RPP-BAG31
Abfallbeutel 40	Behälter 40	1 Pckg. à 25 Stück	370 x 210 x 240 mm	RPP-BAG40
Abfallbeutel 42	Behälter 42	1 Pckg. à 25 Stück	400 x 490 x 270 mm	RPP-BAG42
Abfallbeutel 60	Behälter 60	1 Pckg. à 25 Stück	610 x 280 x 280 mm	RPP-BAG60
Abfallbeutel 76	Behälter 76	1 Pckg. à 25 Stück	610 x 280 x 280 mm	RPP-BAG76